



採便容器の使い方



1. 容器のキャップをはずす。
(キャップをゆっくり引き抜きます)



2. キャップの棒先で便を採取する。
(便の表面を数箇所するようにしてそのまま容器に入れて下さい)



3. キャップを容器内に収納します。
(カチッと音がするまでしっかりしめて下さい)



4. ラベルを容器に貼付します。
(氏名が図の向きになるように貼って下さい)



5. 採取済み容器を容器袋に入れシールをはがし折り曲げて口を止めて提出して下さい。